

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода»		<b>СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА</b>	ВСЕГО СТРАНИЦ : 3
<b>НАЗВАНИЕ:</b> Порядок регистрации и передачи ЭКГ в Дистанционный консультативный центр ССМП г.Н.Новгорода с использованием программного комплекса «Валента»			<b>ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:</b> Бригада скорой медицинской помощи, сотрудник ФАПа, ВА, УБ
<b>ДЕЙСТВУЕТ С:</b> 01.01.2022 г.	<b>ЗАМЕНЯЕТ:</b> Предыдущий	<b>ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:</b>	<b>ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:</b>
<b>СОСТАВИЛ:</b> Зав. ДКЦ Макаров Е.Л.		<b>Утвердил:</b> Главный врач: _____ Голубев И.В. «___» _____ 2022 г.	

**Цель:**


1. Повышение эффективности работы Дистанционного консультативного центра (далее - ДКЦ) ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г. Н.Новгорода»;
2. Повышение качества диагностики и догоспитальной помощи пациентам с кардиологической патологией, включая ОКС;
3. Оптимизации путей госпитализации пациентов с ОКС.

**Область применения:**

**Где:** выездные бригады скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода, областных отделений скорой медицинской помощи ЦРБ, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и т.п.

**Когда:** догоспитальный этап до поступления пациента в стационар.

**Ответственность:** врач\фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи, врач\фельдшер\медицинская сестра первичного звена (ФАП, ВА и т.п.)



Для качественной регистрации ЭКГ при наложении электродов необходимо использовать только специальный гель или спрей (применение водно-солевых растворов, шампуней, а также обработка поверхностей электродов абразивными материалами и т.п., ведёт к их повреждению и искажению ЭКГ-данных), использовать по необходимости фильтры F1 (устранение помех), или F2 (антидрейф).

**Выявлены:**

- острые, впервые зарегистрированные на ЭКГ, сложные для оценки и интерпретации нарушения сердечного ритма и проводимости.

**Имеются клинические признаки:**

- острой сердечной недостаточности – отек легких, кардиогенный шок;
- тромбоэмболии легочной артерии;
- острого коронарного синдрома (все формы);
- синкопального состояния неясной этиологии;

**Имеются затруднения** анализа и интерпретации ЭКГ сотрудником выездной бригады СП, ФАПа в любых экстренных клинических ситуациях;

**Имеется необходимость передачи ЭКГ в ДКЦ**

Убедиться в наличии интернет-связи по соответствующему ярлыку на экране электрокардиографа.

**Звонок в ДКЦ**

**На мобильные телефоны ДКЦ:**

для бригад СП Н.Новгорода:	+7-920-005-19-03;
для бригад СП области	+7-920-032-38-89;
для сотрудников ФАПов, УБ, ВА и т.п.	+7-920-010-26-40

В начале диалога **представиться**, сообщить номер бригады/отделение СП/ФАП и т.д., при необходимости, сообщить номер своего личного мобильного телефона, продиктовать данные о пациенте (если не были занесены сотрудником бригады в аппарат) – фамилию, имя, отчество, полную дату рождения, вес пациента, его рост, краткий «прицельный» анамнез, другие данные по необходимости;

**По указанию старшего врача ДКЦ, начать передачу ЭКГ на сервер** – «иконка» «передача». Перед передачей электрокардиограмма в **обязательном порядке** должна быть полностью выведена на экран кардиографа, «распечатка» ЭКГ на бумагу, или её отсутствие, никак не влияет на процесс передачи. Следить за статусом процесса передачи ЭКГ по монитору электрокардиографа

Дождаться звонка старшего врач ДКЦ на указанный заранее мобильный телефон бригады и обсудить ситуацию.

В случае выявления (в совокупности с клиникой) признаков ОКС, дальнейшие действия по **соответствующим рекомендациям**

Получить на монитор заключение врача ДКЦ по электрокардиограмме – «иконка» «прием отчета» после нажатия на «иконку» «передача» (в новых аппаратах и некоторых «старых»), либо заключение придет «по умолчанию на экран электрокардиографа (в «старых» аппаратах).  
В последующем распечатать его и/или сохранить в архиве аппарата.